



BIOCLINIC

LABORATORIO MÉDICO

ESPECIALISTAS EN SALUD

| | |
|--|---|
| Examen | ENTEROVIRUS POR PCR CUALITATIVA |
| Días para toma de muestras | LUNES Y JUEVES |
| Instructivo de toma de muestra para paciente | <p>Defecar en un envase plástico limpio y seco, evite mezclar con orina. Con ayuda de la paleta que se encuentra en la tapa del frasco proporcionado por el laboratorio, tome una muestra del porte de una aceituna o nuez, si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración. Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones: La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina, cremas, aceites o talco. Con la paleta de madera, tome una muestra de deposición recién emitida del tamaño de una nuez. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas, si hay presencia de sangre o mucosidad tómela de ahí y colóquela en el frasco que se le entregó. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.</p> |
| Días entrega de resultados | 3 días hábiles |
| Instructivo de Preparación del paciente | <p>Obtener la muestra por eliminación espontánea. Muestra realizada en recipiente limpio y seco en recipiente que debe ser obtenido con anterioridad en toma de muestra. no debe utilizar cremas, talcos, ungüentos u otros productos en la zona.</p> |
| Instrucctivo de traslado | <p>Asegure la tapa, introducir el frasco en una bolsa con hielo y llevarlo al laboratorio dentro de 2 horas.</p> |