



**BIOCLINIC**

LABORATORIO MÉDICO

ESPECIALISTAS EN SALUD

Examen	ANTIGENO DE LEGIONELLA URINARIO
Días para toma de muestras	LUNES A SABADO
Instructivo de toma de muestra para paciente	De segunda micción, en frasco estéril. La muestra puede obtenerse en cualquier momento del día
Días entrega de resultados	4 días hábiles
Instructivo de Preparación del paciente	No requiere preparación
Instrucctivo de traslado	Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego, introduzca esto en otra bolsa que contenga hielo. Amarre bien la bolsa. Entregar en el laboratorio el mismo día de emitida la muestra.